



LABORTECHNIK

Laborglas-Trockenschrank



EIN ERSTER ÜBERBLICK:

- Passend für Körbe der **Miele Reinigungsautomaten PG8583**
- Temperaturbereich von 5°C über Raumtempertur bis 90°C
- **Gefilterte Zuluft**, Filterklasse G4 gemäß DIN EN 779
- Entstanden als Symbiose aus Erfahrung und **modernster Produktionstechnik**
- Umweltbewusste **Mineralfaser-Isolierung** und energiesparende Konstruktion
- **PID Temperaturregelung** mit TouchPanel und Programmspeicher für bis zu 10 individuelle Programme
- **Sicherheitsstandards und Präzision** gemäß DIN EN ISO / VDE
- Geprüfte und dokumentierte Qualität

TYPENBEZEICHNUNG	TK L G 154-M
Außenmaße (mm) BxHxT incl. Stellfüßen und Abluftstutzen	596 x 852 x 645
Innenmaße (mm) BxHxT	540 x 559 x 528
Volumen (l)	154
Verpackungsdaten (mm) BxHxT Gewicht brutto (kg) ca.	760 x 1100 x 770 100
Gewicht netto (kg)	75
Elektrischer Anschluss (V / Hz)	230 / 50
Elektrische Leistung (W)	1600
Außengehäuse	Edelstahl WST 1.4301 gebürstet
Innenraum	Edelstahl 1.4301 matt



TK L G 154-M im offenen Zustand.
Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Standard | Option | - nicht lieferbar

MADE IN GERMANY

TYPENBEZEICHNUNG	TK L G 154-M
Innenausstattung	Unterste Ebene (Geräteboden) für Unterkorb. Weitere Eben in Form von Auszugsschienen für zus. Oberkörbe. Andockmöglichkeit im Innenraum an der Rückwand
Passende Miele-Körbe nicht im EHRET Lieferumgang enthalten	Oberkorb: A 100, A 101, A 102, A 103 Unterkorb: A 150, A 151 Beladungswagen: A 202
Max. Gesamtbelastung (kg)	 100
Türe	nach unten aufklappbar
Abluftvolumen / Ablufttubus Ø außen/innen (mm)	86 m³/h 70 / 66
Abluftgeschwindigkeit (m/s)	7
Vorfilter: Filterklasse DIN EN 779 / Abscheidegrad (%) bei 10µm bzw. 3µm	G4 / 85-98 bzw. 30-55
Nachrüstsatz - Zuluftreinheit Mittelsäule für Einsatz Unterkorb und Injektorwagen der Miele G7783 bzw. G7883. <i>Korb und Wagen nicht im EHRET Lieferumfang.</i>	☐
Rohrbogen mit Abluftadapter zum Anschluss an Geräte-Abluftstutzen	☐

