

EHRET – Laborglas-Trockenschrank mit Umluft Typ TK L G 154-M für Körbe der Miele Reinigungsautomaten PG8583

Temperaturbereich:	von +5° über Raumtemperatur bis +90°C
Temperaturregelung	PID-Temperaturregler mit Touchbedienung und Programmspeicher für bis zu 10 individuelle Programme
Übertemperaturbegrenzer:	Klasse 1
Außengehäuse:	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 gebürstet
Innengehäuse:	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 matt.
Innenausstattung:	Unterste Ebene (Geräteboden) für Unterkorb. Eine weitere Ebene in Form von Auszugsschienen ist für zusätzliche Oberkörbe vorgesehen. Andockmöglichkeit im Innenraum an der Rückwand.
Türe:	als Klapptüre nach unten
Isolierung:	mit asbestfreier mineralischer Steinwolle
Luftführung:	vorgefilterte Frischluft (Vorfilter G4) wird über das Gebläse angesaugt. Die Luft wird über das eingebaute Heizregister geführt und anschließend von hinten und von unten in den Nutzraum geblasen. Die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft wird über einen in der Rückwand im oberen Bereich vorhandenen Ablufttubus in den umgebenden Raum zurückgeführt.
Armaturenpaneel:	oberhalb der Klapptür
Außenmaße in mm:	ca. 596 x 852 x 645 (BxHxT), incl. Stellfüßen und Abluftstutzen
Innenmaße in mm:	ca. 540 x 559 x 528 (BxHxT)
Volumen:	ca. 154 Liter
Elektr. Anschluss:	230 V Wechselstrom, 50 Hz mit Schuko-Stecker
Elektr. Leistung:	1600 Watt
Gewicht:	ca. 75 kg netto
Passend für Ober- und Unterkörbe sowie Beladungswagen (Körbe nicht im EHRET Lieferumfang)	Oberkorb: A 100, A 101, A 102, A 103 Unterkorb: A 150, A 151, Beladungswagen: A 202

- Falls erforderlich oder gewünscht, muss der Ablufttubus (Außendurchmesser 70 mm, Innendurchmesser 66 mm) bauseits so angeschlossen werden, dass die Abluft frei, d.h. ohne Sog oder Gegendruck, in das Abluftsystem eingeleitet wird. Das Abluftvolumen beträgt ca. 86 m³/h.

Option TK L G 154-M		X = enthalten	O = Optional	--- = nicht enthalten
<p>Nachrüstsatz – Zuluftreinheit Mittelsäule für Einsatz Unterkorb und Injektorwagen der Miele G7783 bzw. G7883. Korb und Wagen nicht im EHRET Lieferumfang. Der Nachrüstsatz besteht aus einem Adapterstück mit Flansch aus Edelstahl. Dieser ist an der Gerätedecke im Innenraum der Gerätetype TKL G 154 M anschraubbar.</p>				
<p>Rohrbogen mit Abluftadapter Zum Anschluss an Geräte-Abluftstutzen</p>				



Name/Ident	Titel	gültige Version	jetzt ungültig	Seite
TKLG 154-M	Detailbeschreibung TK L G 154-M	V08-27.01.2020-RP	V07-30.11.2018-AK	2 / 2